

Результати досліджень

За результатами досліджень препарат BE FRESH - EZMEDIX повністю пригнічує ріст патогенних бактерій в ротовій порожнині при 15-30 секундному активному полосканні.



Ефективність ополіскувача BE FRESH - EZMEDIX проти патогенних бактерій

Об'єкт обробки	Вид патогенної бактерії	Експозиція
Ротова порожнина	<i>Streptococcus mutans</i>	30 секунд
	<i>Staphylococcus aureus</i>	20 секунд
	<i>Candida albicans</i>	30 секунд
	<i>Escherichia coli</i>	30 секунд
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	15 секунд
	<i>Enterococcus faecalis</i>	15 секунд
	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	30 секунд
	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	20 секунд
	<i>Aspergillus niger</i>	20 секунд
	<i>Proteus vulgaris</i>	15 секунд
	<i>Bacillus subtilis</i>	30 секунд
<i>Clostridium perfringens</i>	30 секунд	

Використання

Використовувати для іригатора в якості активного агента відповідно до інструкції виробника.

Для досягнення найкращого ефекту концентрований препарат необхідно розбавляти водою (45-48 ° C) і використовувати для полоскання порожнини рота безпосередньо перед процедурою для видалення можливого джерела інфекції та підготовки пацієнта до маніпуляцій, після будь-яких процедур пов'язаних з порушенням Ph порожнини рота.